


[KO Validato] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nsdhl Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15738

Numero articolo: CM0020012



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO diretto contro NSDHL umano (sterolo-4-alfa-carbossilato 3-deidrogenasi), coinvolto nella biosintesi del colesterolo. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. - Q15738

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validato] NSDHL pAb di coniglio
Note/alias	H105E3; XAP104; SDR31E1; HL
Specie	Umano
GeneID (umano)	50814
GeneID	50814
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di NSDHL umano (NP_057006.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q15738
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante