

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Nucleobindin-1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q02818

Numero articolo: CM0026414



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO che mira alla nucleobindina-1 (NUCB1, CALNUC), adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata con umano, topo, ratto. Convalidato per la ricerca sull'omeostasi del calcio del Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] NUCB1 Coniglio pAb
Note/Alias	NUC; CALNUC; B1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 302-461 di NUCB1 umano (NP_006175.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02818
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio