


[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P53 Per Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0011939



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro p53 umano (soppressore tumorale). Adatto per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP ed ELISA. Convalidato KO, riconosce più isoforme (24-44 kDa). Ideale per la ricerca sul cancro e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] p53 Anticorpo Monoclonale di Coniglio (mAb)
Note/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7157
ID Gene	7157
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-393 di p53 umano (NP_000537.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04637
Peso Proteico	24-44 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio