

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pak2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13177

Numero articolo: CM0023891



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la PAK2 umana, convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Riconosce la PAK2 di topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione del citoscheletro, apoptosi e segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] PAK2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; K2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5062
GeneID	5062
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-212 della PAK2 umana (NP_000903.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13177
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio