


Anticorpo Policlonale Anti-Pdcd6 (Alg2) Convalidato Ko Per Wb, Ip, Elisa - O75340

Numero articolo: CM0025571



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PD CD6 (ALG-2), convalidato per Western blot, immunoprecipitazione e ELISA. Ha reazione crociata con uomo, topo e ratto. Adatto per studi sull'apoptosi e la segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] PD CD6 Rabbit pAb
Note / Alias	ALG2; ALG-2; PEF1B; D6
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	10016
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-191 di PD CD6 umano (NP_037364.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O75340
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio