


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pdk1/Pdpk1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15530

Numero articolo: CM0021039



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting PDK1/PDPK1 umano, convalidato tramite knockout. Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Una chinasi master nella segnalazione dell'insulina, nella proliferazione cellulare e nella sopravvivenza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] PDK1/PDPK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; K1
Specie	Umano
GeneID	5170 (Umano)
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 409-556 di PDK1/PDPK1 umano (NP_002604.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15530
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio