

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pdlim5 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Hc4

Numero articolo: CM0005947



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio PDLIM5 convalidato per Western Blot, IP, IHC-P ed ELISA. Progettato utilizzando un immunogene proteico ricombinante per rilevare la proteina 5 del dominio PDZ e LIM umano nella ricerca cardiaca e cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] PDLIM5 mAb Coniglio
Note/Alias	L9; ENH; LIM; ENH1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10611
GeneID	10611
Immunogene	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-300 di PDLIM5 umano (NP_006448.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q96HC4
Peso Proteico	15-68 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio