

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pepck/Pck2 - Q16822

Numero articolo: CM0020733

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO che si targeting PEPCK/PCK2 umano. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Strumento di ricerca per gluconeogenesi, ferroptosi e metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] PEPCK/PCK2 pAb coniglio
Note/Alias	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5106
GeneID	5106
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di PEPCK/PCK2 umano (NP_004554.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16822
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio