

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phd2/Egln1 Convalidato Ko Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Numero articolo: CM0018123



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'umano PHD2/EGLN1, convalidato KO. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce PHD2 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'ipossia e la segnalazione HIF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] PHD2/EGLN1 Rabbit pAb
Note/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Specie	Umano
GeneID (umano)	54583
GeneID	54583
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZT9
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio