

## [Ko Validato] Anticorpo Policlonale Anti-Pka Rii $\alpha$ (Prkar2A) - P13861

Numero articolo: CM0015737



### introduzione

[KO Validato] Anticorpo policlonale di coniglio contro la PKA RII $\alpha$  (PRKAR2A) umana. Adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione cAMP e la regolazione della PKA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | [KO Validato] PKA RII $\alpha$ (PRKAR2A) pAb di Coniglio                                                                                                  |
| Osservazioni/Alias    | PKR2; PRKAR2; A)                                                                                                                                          |
| Specie                | Umano                                                                                                                                                     |
| Gene ID (Umano)       | 5576                                                                                                                                                      |
| Gene ID               | 5576                                                                                                                                                      |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-404 della PKA RII $\alpha$ (PRKAR2A)/PKR2 umana (NP_004148.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                                  |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                     |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                         |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                        |
| SWISS                 | P13861                                                                                                                                                    |
| Peso Proteico         | 46kDa                                                                                                                                                     |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                                                         |