

## [Ko Validato] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pml Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P29590

Numero articolo: CM0011870



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina PML umana, validato per applicazioni con knockout. Indicato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Riconosce la PML umana, coinvolta nella soppressione tumorale, nell'apoptosi e nella difesa antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-PML [KO Validato]                                                                                                              |
| Note/alias          | MYL; RNF71; PP8675; TRIM19                                                                                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                                               |
| GeneID (umano)      | 5371                                                                                                                                                |
| GeneID              | 5371                                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-185 della PML umana (NP_150241.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                               |
| SWISS               | P29590                                                                                                                                              |
| Peso della proteina | 98 kDa                                                                                                                                              |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                                                   |