

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pml Per Wb, Ihc-P, Elisa - P29590

Numero articolo: CM0017817



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana PML, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Strumento essenziale per lo studio della soppressione tumorale, dell'apoptosi e dei meccanismi di difesa antivirale mediati dai corpi nucleari PML.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] PML Rabbit pAb
Note/Alias	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; ML
Specie	Umano
GeneID	5371
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-600 della PML umana (NP_150241.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P29590
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio