

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pnp Convalidato Ko Per Wb, Elisa - P00491

Numero articolo: CM0023608



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO contro PNP umano (purina nucleoside fosforilasi) per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Peso molecolare ~32kDa. Adatto per la ricerca sul metabolismo dei nucleosidi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] PNP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NP; PUNP; PRO1837
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4860
GeneID	4860
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-289 di PNP umano (NP_000261.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P00491
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio