


[Ko Validato] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Prmt4/Carm1 Per Wb, Ip, Elisa - Q86X55

Numero articolo: CM0002020



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KO contro PRMT4/CARM1 (Q86X55) per WB, IP ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi di biologia della cromatina, regolazione della trascrizione e ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PRMT4/CARM1
Note/Alias	PRMT4; M1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10498
ID Gene	10498
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 486-603 di PRMT4/CARM1 umano (NP_954592.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86X55
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio