


Anticorpo Policlonale Convalidato Ko Anti-Prmt4/Carm1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86X55

Numero articolo: CM0022784



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO che riconosce PRMT4/CARM1 (SWISS: Q86X55), adatto per WB, IHC-P e ELISA. Rileva proteine umane, murine e di ratto; ideale per la ricerca sulla trascrizione e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] PRMT4/CARM1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	PRMT4; M1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10498
ID gene	10498
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 486-603 di PRMT4/CARM1 umano (NP_954592.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86X55
Peso proteico	66 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio