


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psap Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07602

Numero articolo: CM0021050



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSAP (Prosaposina), convalidato KO, per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Essenziale per la ricerca sulle malattie da accumulo lisosomiale e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] pAb di Coniglio Anti-PSAP
Note/Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; AP
Specie	Umano
GenelD	5660
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07602
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio