


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psme2 Con Validazione Ko Per Wb Ed Elisa - Q9UI46

Numero articolo: CM0016761



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato tramite KO e diretto contro PSME2 umano (PA28 β , REGbeta). Convalidato per WB ed ELISA con reattività crociata verso l'uomo e il topo. Strumento essenziale per la ricerca sull'immunoproteasoma e sull'elaborazione degli antigeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSME2 pAb di coniglio [convalidato tramite KO]
Note/alias	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5721
GeneID	5721
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-239 della PSME2 umana (NP_002809.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9UL46
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante