

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptbp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26599

Numero articolo: CM0024224



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PTBP1 convalidato KO per western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva PTBP1 umano, murino e di ratto, un regolatore chiave dello splicing. Ideale per applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] PTBP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5725
GeneID	5725
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di PTBP1 umano (NP_114368.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26599
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio