

[Validato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rad23A Per Wb, Elisa - P54725

Numero articolo: CM0020598



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro Rad23A umano. Adatto per applicazioni WB ed ELISA, con cross-reattività verso campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e la demetilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] Rad23A pAb di coniglio
Note/Alias	HR23A; HHR23A; 3A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5886
GeneID	5886
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-363 di Rad23A umano (NP_005044.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, topo
SWISS	P54725
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante