

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Rbm3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P98179

Numero articolo: CM0021767



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RBM3 convalidato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglio: proteina 3 legante l'RNA inducibile dal freddo (P98179) coinvolta nella regolazione traslazionale e nella risposta allo stress. Adatto per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] RBM3 pAb di coniglio
Note/Alias	RNPL; IS1-RNPL; M3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5935
GeneID	5935
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-157 di RBM3 umano (NP_006734.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P98179
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio