

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rela Per Wb, Elisa - Q04207

Numero articolo: CM0022670



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RELA (NF-kB p65) murino, convalidato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso l'uomo. Ideale per lo studio dell'infiammazione, dell'immunità, della crescita cellulare e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] RELA Rabbit pAb
Note / Alias	p65, p65 NFkB, p65 NF-kappa B, LA
Specie	Topo
GenelD	19697 (Topo)
Immunogeno	Proteina ricombinante di RELA murino
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q04207
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio