

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rhogdi Per Wb E Elisa - P52565

Numero articolo: CM0003823



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RhoGDI umano (Rho inibitore di dissociazione del GDP 1, ARHGDIA). Convalidato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio dell'omeostasi delle proteine Rho e della motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] RhoGDI mAb Coniglio
Note/Alias	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Specie	Umano
GeneID (Umano)	396
GeneID	396
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 70-150 di RhoGDI umano (P52565)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52565
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio