

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rhogdi Per Wb, If/Icc, Elisa - P52565

Numero articolo: CM0015656



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RhoGDI umano (ARHGDI1). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Studia la regolazione delle proteine Rho e la motilità cellulare in cellule tumorali e normali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-RhoGDI
Note/Alias	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Specie	Umano
GeneID (Umano)	396
GeneID	396
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-204 di RhoGDI umano (NP_001172006.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52565
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio