


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Rpl22 Convalidato Ko Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35268

Numero articolo: CM0026013



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit convalidato KO contro la proteina ribosomiale L22 (RPL22), per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla biologia dei ribosomi e il controllo della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] RPL22 Rabbit pAb
Note/Alias	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6146
GeneID	6146
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-122 della RPL22 umana (NP_000974.1)
Fonte	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35268
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio