

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Samhd1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y3Z3

Numero articolo: CM0028173



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SAMHD1 umano, convalidato per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul fattore di restrizione, la difesa antivirale e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] SAMHD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBB188; hSAMHD1; D1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	25939
GeneID	25939
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 387-626 di SAMHD1 umano (NP_056289.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3Z3
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio