

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Scyl1 Per Wb, Elisa - Q96Kg9

Numero articolo: CM0026083

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a SCYL1 (proteina chinasica N-terminale). Convalidato per Western blot e ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sul traffico intracellulare e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] SCYL1 pAb coniglio
Note/Alias	GKLP; NKTl; NTKL; P105; TAPK; TEIF; TRAP; HT019; SCAR21; L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57410
GeneID	57410
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 460-740 di SCYL1 umano (NP_065731.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96KG9
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio