


[Validato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sec61B Per Wb, If/Icc, Elisa - P60468

Numero articolo: CM0013841



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato targeting SEC61B umano, subunità core del complesso transloconte del RE. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla traslocazione nel RE e sul traffico proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] SEC61B Rabbit pAb
Note/Alias	SEC61B; 1B
Specie	Uomo
GeneID	10952
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 1-96 della SEC61B umana (NP_006799.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P60468
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio