

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Selenbp1 - Q13228

Numero articolo: CM0013506

introduzione

[Convalidato KO] Anticorpo policlonale coniglio contro SELENBP1 (metanetiol ossidasi) per WB, IF/ICC, ELISA. Convalidato su campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul cancro e in neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	[Convalidato KO] SELENBP1 pAb coniglio
Note/Alias	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; P1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8991
GeneID	8991
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 243-472 di SELENBP1 umano (NP_003935.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13228
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio