


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sephs1 - P49903

Numero articolo: CM0016713



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SEPHS1 convalidato KO per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva SEPHS1 umano, murino e ratto. Utile per la ricerca sul complesso zincore e sulla stabilità dei fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] SEPHS1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SPS; SELD; SPS1; S1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	22929
GenelD	22929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-392 di SEPHS1 umano (NP_036379.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IHC-IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P49903
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio