

## [Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Serpib5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P36952

Numero articolo: CM0015315



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce il SERPINB5 umano (maspin), convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Supporta studi di ricerca sul soppressore tumorale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | [Convalidato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-SERPINB5                                                                  |
| Note/Alias          | PI5; maspin; B5                                                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                             |
| ID Gene             | 5268                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-189 del SERPINB5 umano (NP_002630.2). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività Crociata | Umano, Topo                                                                                                                       |
| SWISS               | P36952                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 42kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                             |