


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Setd7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wts6

Numero articolo: CM0027458



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO contro SETD7, una metiltransferasi dell'istone H3K4. Gioca un ruolo chiave nell'attivazione trascrizionale epigenetica e nella metilazione di substrati non istonici. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] SETD7 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; D7
Specie	Umano
GeneID	80854
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-366 di SETD7 umano (NP_085151.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WTS6
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio