

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Shmt2 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P34897

Numero articolo: CM0008460



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-SHMT2 convalidato KO per WB, IF, IHC, ELISA. Reagisce con SHMT2 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale a un carbonio e sulla via dei folati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] SHMT2 mAb Coniglio
Note/Alias	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6472
ID Gene	6472
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 405-504 di SHMT2 umano (NP_005403.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P34897
Peso Proteico	53 kDa/55 kDa/56 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio