

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sirt1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Numero articolo: CM0005989

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio convalidato KO contro SIRT1 umano (SIR2/SIR2L1). Adatto per WB, IF/ICC, IHC-P, FC ed ELISA. Rileva SIRT1 umano, murino e ratto, con una banda di ~82 kDa. Ideale per la ricerca sull'epigenetica e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] SIRT1 mAb Coniglio
Note/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23411
GeneID	23411
Immunogeno	Proteina ricombinante di SIRT1 umano.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96EB6
Peso Proteico	82 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio