

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Sirt1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Eb6

Numero articolo: CM0021878



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SIRT1 (sirtuina-1 deacetilasi dipendente da NAD), convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio del metabolismo, dell'apoptosi, della regolazione della cromatina e dell'invecchiamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] SIRT1 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23411
GeneID	23411
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96EB6
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio