

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sirt3 Per Wb, Elisa - Q9Ntg7

Numero articolo: CM0002874



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-SIRT3 convalidato per Western blot e applicazioni ELISA. Bersaglio della deacetilasi mitocondriale umana SIRT3, coinvolta nel metabolismo e nella risposta allo stress. Uniprot Q9NTG7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] mAb Coniglio SIRT3
Osservazioni/Alias	SIR2L3; T3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23410
GeneID	23410
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-399 di SIRT3 umano (NP_036371.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9NTG7
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio