

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A22 Convalidato Ko Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H936

Numero articolo: CM0019832

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO, mirato al trasportatore mitocondriale del glutammato SLC25A22. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per ricerca in neuroscienze, diabete e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] SLC25A22 Rabbit pAb
Note/Alias	GC1; DEE3; GC-1; EIEE3; NET44; 22
Specie	Umano
GeneID (umano)	79751
GeneID	79751
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 128-188 di SLC25A22 umano (NP_078974.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H936
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio