

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A23 Per Wb, Elisa - Q9Bv35

Numero articolo: CM0019467

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC25A23, convalidato per WB ed ELISA. SLC25A23 è un antiporto mitocondriale di nucleotidi adenilici, adatto per la ricerca sul metabolismo energetico e sulla segnalazione del calcio. Reagisce con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] SLC25A23 pAb di coniglio
Note/Alias	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; 23
Specie	Umano
ID Gene	79085
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di SLC25A23 umano (NP_077008.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BV35
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio