

[Ko Convalidato] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc25A4/Ant1 - P12235

Numero articolo: CM0020749

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO diretto contro SLC25A4/ANT1, la translocasi mitocondriale ADP/ATP. Convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Peso molecolare ~33 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO convalidato] SLC25A4/ANT1 pAb di coniglio
Note/Alias	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A
Specie	Umano
GeneID (umano)	291
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 101 e 200 di SLC25A4/ANT1 umano (NP_001142.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P12235
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta