


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Smad1 Convalidato Per Ko Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15797

Numero articolo: CM0023723



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Smad1 convalidato per KO, validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce Smad1 di essere umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione BMP, lo sviluppo embrionale e la differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] Smad1 Rabbit pAb
Note/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	4086
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-240 di Smad1 umano (NP_001003688.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15797
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio