

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Smad3 Per Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa - P84022

Numero articolo: CM0002366

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro Smad3 (P84022) convalidato KO. Rileva Smad3 umano, murino e ratto. Adatto per WB, IHC-P, IP, ChIP ed ELISA. Ideale per ricerche sulla segnalazione TGF-beta e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] Smad3 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4088
ID Gene	4088
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 100-200 di Smad3 umano (NP_005893.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P84022
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio