


[Ko Validato] Anticorpo Policlonale Anti-Sod2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04179

Numero articolo: CM0018504



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SOD2 umano, validato in WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Riconosce una proteina di 25 kDa. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[KO Validato] SOD2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GC1, IPOB, IPO-B, MNSOD, MVCD6, GCInc1, Mn-SOD, D2
Specie	Umano
GeneID (umano)	6648
GeneID	6648
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-222 di SOD2 umano (NP_000627.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04179
Peso Proteico	25 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio