


[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Stat5B Per Wb, Ip, Elisa - P51692

Numero articolo: CM0003132



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ricombinante anti-STAT5B convalidato KO; convalidato per WB, IP, ELISA; rileva STAT5B umano, murino, ratto; trasduttore del segnale e attivatore della trascrizione 5B coinvolto nella segnalazione delle citochine. - P51692.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] STAT5B mAb coniglio
Osservazioni/Alias	STAT5; GHISID2; 5B
Specie	Umano
Gene ID	6777
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 600-787 di STAT5B umano (P51692).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P51692
Peso proteico	90 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio