

[Convalidazione Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Strap Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Y3F4

Numero articolo: CM0021495

introduzione

Questo anticorpo policlonale anti-STRAP di coniglio convalidato per KO rileva STRAP in campioni umani, di topo e ratto tramite WB e ELISA. È ideale per la ricerca sull'assemblaggio degli snRNP spliceosomali, la segnalazione TGF-beta e la regolazione di PDPK1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidazione KO] STRAP Rabbit pAb
Note/Alias	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	11171
GeneID	11171
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 di STRAP umano (NP_009109.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3F4
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio