

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-SUZ12 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q15022

Numero articolo: CM0030892



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO che prende di mira la SUZ12 umana, un componente centrale del complesso PRC2. Convalidato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reattività crociata con topo e ratto. Per la ricerca epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] SUZ12 Rabbit pAb
Note/Alias	CHET9; IMMAS; JJAZ1; 12
Specie	Umana
GeneID (Umano)	23512
GeneID	23512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-739 della SUZ12 umana (NP_056170.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15022
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio