

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Tfap4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q01664

Numero articolo: CM0020775

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TFAP4 (AP-4, bHLHc41). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo e ratto. Ideale per studiare la regolazione della trascrizione tramite legame al motivo CAGCTG. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] TFAP4 Rabbit pAb
Note/Alias	AP-4; bHLHc41; P4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7023
GeneID	7023
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-338 di TFAP4 umano (NP_003214.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q01664
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio