


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Tlk2 Per Wb & Elisa - Q86Ue8

Numero articolo: CM0028276



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TLK2 umano, convalidato per WB ed ELISA. Riconosce TLK2 umano e murino, una serina/treonina chinasi coinvolta nell'assemblaggio della cromatina e nella risposta al danno al DNA. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] TLK2 Rabbit pAb
Note/Alias	HsHPK, MRD57, PKU-ALPHA, K2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11011
ID Gene	11011
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di TLK2 umano (NP_006843.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q86UE8
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio