

[Validato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Tmed10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49755

Numero articolo: CM0020727

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TMED10 (TMP21/p23), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio del traffico vescicolare ER-Golgi e delle funzioni dei recettori cargo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] TMED10 Rabbit pAb
Note/Alias	p23; TMP21; p24d1; S31I125; Tmp-21-I; S31III125; P24(DELTA); 10
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	10972
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-190 di TMED10 umano (NP_006818.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P49755
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante