


[Validato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Trim21/Ss-A Per Wb E Elisa - P19474

Numero articolo: CM0005836



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TRIM21/SS-A (Ro52, SSA1) umano, validato per Western blot ed ELISA con reattività crociata verso il ratto. Adatto per lo studio della funzione della E3 ubiquitina ligasi, dell'autofagia e delle risposte autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] TRIM21/SS-A Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6737
ID gene	6737
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 86-334 di TRIM21 umano (NP_003361.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	P19474
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio