


[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ttc11/Fis1 Per Wb - Q9Y3D6

Numero articolo: CM0002648



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO contro TTC11/FIS1, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Utilizzato nella ricerca sulla fissione mitocondriale e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] mAb di Coniglio TTC11/FIS1
Note/Alias	TTC11; CGI-135; S1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51024
GeneID	51024
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-122 di TTC11/FIS1 umano (NP_057152.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3D6
Peso Proteico	17 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio