


[Ko Validated] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ttc11/Fis1 Per Wb Ed Elisa - Q9Y3D6

Numero articolo: CM0019721



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TTC11/FIS1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sulla fissione mitocondriale, l'apoptosi e la fissione perossisomiale. Gene ID: 51024.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] TTC11/FIS1 pAb di coniglio
Note/Alias	TTC11; CGI-135; S1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51024
GeneID	51024
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo,Topo,Ratto
SWISS	Q9Y3D6
Peso della proteina	17kDa
Spedizione	Borsa refrigerante